

## Limpieza del GlideScope® GVL®

Diseñado para el éxito en un solo intento

- El video-laringoscopio GlideScope® es un producto reutilizable y debe ser desinfectado antes de cada uso.
- **No use métodos de autoclave, ultrasonido o pasteurización para la limpieza. No lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).**
- Durante la limpieza, deberá introducir la tapa protectora como se indica para proteger la conexión del cable.
- Verathon Medical® aprueba el uso de los siguientes desinfectantes de alto nivel con el video-laringoscopio GlideScope®: Cidex®, Metricide®, Steris System1®, y Sterrad®.
- Verathon Medical® recomienda que el resto de componentes del sistema GlideScope® se limpien con toallitas impregnadas en alcohol o con un producto de limpieza de superficies de uso hospitalario.



**Para conocer instrucciones detalladas sobre la limpieza consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento del sistema GVL®.**

### Oficinas centrales de la compañía:

#### Verathon Inc.

20001 North Creek Parkway  
Bothell, WA 98011, EE. UU.

Tel: 800.331.2313 (solo EE. UU. y Canadá)

Tel: 425.867.1348 Fax: 425.883.2896

### Fabricante:

#### Verathon Medical (Canadá) ULC

4224 Manor Street  
Burnaby, Columbia Británica  
Canadá, V5G 1B2

### Representante para la CE:

#### Verathon Medical (Europa) B.V.

Linnaeusweg 11  
3401 MS IJsselstein Países Bajos  
Tel: +31.30.68.70.570  
Fax: +31.30.68.70.512



**VERATHON  
MEDICAL**

[www.verathon.com](http://www.verathon.com)