

















Glosář symbolů

Se symboly, které jsou uvedeny v této tabulce, se lze setkat na štítcích a obalech aktuálních produktů společnosti Verathon nebo v příručkách vydaných k těmto produktům. Informace týkající se konkrétních produktů naleznete v příslušných příručkách, které jsou dostupné na adrese verathon.com/product-documentation.

SYMBOL	ODKAZ	DEFINICE
	ISO 7000-0434	Upozornění, nahlédněte do dokumentace
	ISO 3864	Upozornění, nebezpečí zasažení elektrickým proudem
	ISO 7010-W001	Upozornění, obecné
	DOT-15004	Hořlavý materiál
	ISO 7010-W017	Upozornění, horký povrch
	IEC 60417-5140	Neionizující elektromagnetické záření
	—	Nespalovat
	—	Neopravovat
	ISO 7000-1641	Přečtěte si pokyny k použití
	ISO 7010-M002	Nahlédněte do návodu / příručky s pokyny
	—	Tato stránka je záměrně ponechána prázdná
	ISO 7000-3082	Výrobce
	ISO 7000-2497	Datum výroby
	ISO 7000-2607	Datum použitelnosti
	ISO 7000-2493	Katalogové číslo
	ISO 7000-2498	Sériové číslo
	ISO 7000-2492	Číslo šarže
	ISO 7000-0533	Horní teplotní limit
	ISO 7000-0632	Omezení teploty
	ISO 7000-2620	Omezení vlhkosti
	ISO 7000-2621	Omezení atmosférického tlaku
Rx Only	FDAMA 1997 ČÁST 126	Prohlášení o předpisu
	—	Výměnné paměťové zařízení USB
	—	Jednotka USB flash k ukládání médií

SYMBOL	ODKAZ	DEFINICE
	DOT-15004	Lithium-iontová baterie
	ISO 7000-0621	Křehké, manipulujte opatrně
	ISO 7000-0626	Chraňte před deštěm / uchovávejte v suchu
	IEC 60417-5957	Pouze pro použití v interiéru
	ISO 7000-2606	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	—	Manipulujte opatrně
	ISO 7000-0623	Touto stranou nahoru
	ISO 7000 / IEC 60417	Množství kusů v balení
	—	Množství kusů v balení
	ISO 7000-2403	Omezení počtu kusů kladených na sebe
	—	Celková hmotnost vozíku a systému s příslušenstvím
	ISO 7010-P017	Tlačení zakázáno
	—	Přepravní krabice je vyrobena z vlnité lepenky a je nutné ji odpovídajícím způsobem zrecyklovat
	ISO PI PF 066	Zrecyklovat
	ISO 7000-2501	Sterilizováno etylenoxidem
	ISO 7000-2502	Sterilizováno ozařováním
	ISO 7000-1051	Opakované použití je zakázáno
	ISO 7000-2509	Nesterilní
	IEC 60417-5172	Zařízení třídy II
	IEC 60417-5333	Aplikovaný díl typu BF
	IEC 60417-5002	S napájením z baterie
	—	Katalogové číslo pro přibjednávání papíru
	IEC 60417-5926	Označení kladné polarity konektorů
LPS	IEC 60950-1	Zdroj napájení s omezeným výkonem

SYMBOL	ODKAZ	DEFINICE
	IEC 60417-5031	Stejnosměrný proud
	IEC 60417-5032	Střídavý proud
	IEC 60417-5017	Uzemnění; kostra
	IEC 60417-5016	Pojistka
	IEC 60417-5009	„Zapnuto“ (napájení)
	IEC 60417-5134	Zařízení citlivá na elektrostatický výboj
	—	Energetická účinnost úrovně IV
	—	Energetická účinnost úrovně V
	—	Energetická účinnost úrovně VI
	—	Připojit ke zdroji napájení
	—	USB
	Směrnice 93/42/EHS	Označení CE udává shodu produktu s příslušnými směrnici Evropské unie
	ISO 15223-1:2012	EC REP – autorizovaný zástupce v Evropském společenství
	—	CSA – označení certifikace sdružení Canadian Standards Association o shodě s platnými normami pro elektrické zdravotnické vybavení
	SJ/T11364-2006	EFUP – doba použití, která je šetrná k životnímu prostředí
	—	FCC – testováno podle požadavků Federálního výboru pro telekomunikace (Federal Communications Commission)
	—	ICASA – testováno podle požadavků Nezávislého komunikačního úřadu v Jižní Africe (Independent Communications Authority of South Africa)

SYMBOL	ODKAZ	DEFINICE
	AS/NZS3820	C-Tick – označení regulační shody pro Austrálii a Nový Zéland
	—	GS – symbol označující bezpečnostní schválení podle německého zákona o bezpečnosti zařízení
	TÜV Rheinland	TÜV – označení bezpečnostního schválení pro součásti nebo podsestavy
	TÜV SÜD Mark E	TÜV – označení bezpečnostního schválení pro součásti nebo podsestavy
	TÜV SÜD NRTL (Kanada/USA)	TÜV – označení bezpečnostního schválení pro součásti nebo podsestavy odpovídající normám Kanady a USA
	—	ETL – Uznávaná součást Intertek Testing Services, Inc.
	—	UL – označení certifikace Underwriters Laboratories platné pouze pro nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nebezpečí požáru a mechanická nebezpečí
	—	UL – označení certifikace uznávané součásti Underwriters Laboratories
	—	UL – označení certifikace uznávané součásti Underwriters Laboratories v Kanadě a USA
	BS EN 50419: 2006	WEEE – podléhá předpisům o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, tj. nesmí se likvidovat jako běžný odpad

verathon.com

Verathon a symbol Verathon Torch jsou registrované ochranné známky společnosti Verathon Inc.
© 2018 Verathon Inc.

Verathon Inc.

20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, U.S.A.
Tel.: +1 800 331 2313 (pouze USA a Kanada)
Tel.: +1 425 867 1348 Fax: +1 425 883 2896

Verathon Medical (Evropa) B.V.

Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam, Nizozemsko
Tel.: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

0900-4757-CSCZ-03-60